本实验室含"质量和密度的测量"及"杨氏模量测量"两个实验,实验要求是"质量和密度测量"实验要求记录数据并计算数据,不写报告;"杨氏模量测量"实验要求写一份完整报告(含实验名称,目的,仪器,数据处理(作图法及最小二乘法))。





预习思考题二维码

出门测二维码

#### 实验 3 用拉伸法测量钢丝的杨氏模量

杨氏弹性模量(简称杨氏模量)是表征刚性材料在弹性限度内材料抗压或拉伸性能的物理量,它仅取决于材料本身的物理性质,与样品的尺寸大小、外形和外加力的大小无关。杨氏模量的大小标志了材料的刚性程度,杨氏模量越大,则越不容易发生形变,它是工程技术中常用的重要力学参数。

# 待研究问题

在材料弹性限度内,应力F/S (即法向力与力所作用的面积之比)和应变  $\Delta L/L$  (即长度的变化与原来的长度)之比是一个常数,即

$$E = (F/S)/(\Delta L/L) = FL/S\Delta L \tag{1}$$

式中 E 称为材料的杨氏模量,本实验研究如何用拉伸法测量钢丝的杨氏模量。

# 实验原理

根据式(1)可以计算出材料的杨氏模量 E。因为刚性材料在外力拉伸下一般伸长量 $\triangle L$ 很小,所以采用光学放大法,将其放大,本实验采用光杠杆放大法测量 $\triangle L$ 。

光杠杆放大原理如图 3-1 所示, 它是一个带有可旋转平面镜的支架, 平面镜

的镜面基本垂直于刀口和足尖所决定的平面,其后足即杠杆的支脚与被测物接触。 当金属丝受到向下拉力 F作用时,杠杆支脚将随被测物下降微小距离 $\triangle L$ ,平面 镜镜面的法线将转过一个  $\theta$  角,此时从望远镜中看到的标尺刻度是标尺经过平 面镜反射所成的像,从尺子发出的入射线和反射线的夹角为 2  $\theta$  ,如图 3-2 所示, 当  $\theta$  很小时,






图 3-1 光杠杆结构图 1.平面镜; 2.杠杆支脚; 3.刀口




图 3-2 光杠杆原理图

式中1是支脚尖到刀口的垂直距离(也叫光杠杆的臂长)。由图 3-2 可知

$$\tan 2\theta \approx 2\theta = \frac{b}{D} \tag{3}$$

式中D为镜面到标尺的距离,b为在拉力F作用下标尺读数的改变。

由(2)和(3)两式得到

$$\frac{\Delta L}{l} = \frac{b}{2D}$$

由此得

$$\Delta L = \frac{bl}{2D} \tag{4}$$

由(1)和(4)两式得

$$E = \frac{2DLF}{Slb} \tag{5}$$

式中2D/l叫做光杠杆的放大倍数。测出 D、L、l和金属丝直径  $d(S=\pi d^2/4)$ 及一系列的F与b之后,由式(5)即可计算出金属丝的杨氏模量E。

#### 实验装置

杨氏模量测量仪实验装置如图 3-3 所示。待测金属丝长约 1m, 其上端夹紧悬挂于支架顶部,穿过中空的圆柱形管制器后,下端被管制器底部夹紧,支架中部有一平台,平台中一圆孔,管制器能在孔中上下自由移动,砝码加在管制器下的砝码托上,金属丝因受到拉力而伸长。

砝码加在砝码托上,拉伸钢丝,钢丝伸长后带动管束器下降,光杆杠后足随之下降。从望远镜中观察标尺读数的变化,并记录。




图 3-3 杨氏模量测量仪实验装置

# 实验要求 (与数据处理)

- 1. 预习要求
- (1) 理解杨氏模量的物理意义及定义。
- (2)理解光杠杆的放大原理。
- (3) 初步了解杨氏模量实验仪实验装置的工作原理。

- 2. 实验过程要求
- (1)调节仪器
- a. 调节支架底部螺丝,确保平台的水平;调节平台的上下位置,使管制器顶部与平台的上表面共面。
- b. 光杠杆的调节。光杠杆和镜尺组是测量金属丝伸长量 ΔL 的关键部件。调节光杠杆处于正常工作状态。
- c. 镜尺组的调节。调节望远镜、直尺和光杠杆三者之间的相对位置,调节望远镜目镜及物镜焦距,使标尺像清晰,见图 3-3。
  - (2)测量
- a. 砝码托的质量为 $m_0$ ,记录望远镜中标尺的初始读数 $b_0$  作为钢丝的起始长度。
- b. 在砝码托上逐次加相同质量的砝码,记录每增加一个砝码时望远镜中标尺上的读数 $b_i$ ,然后再将砝码逐次减去,记下对应的读数 $b_i'$ ,取相同砝码的两组数据的平均值 $\bar{b}_i$ 。
- c. 选用合适的仪器测量金属丝的长度 L,平面镜与标尺之间的距离 D,光杠杆的臂长l,金属丝直径 d。
  - 3. 数据处理要求

把式(5)改写为

$$b_i = 2DLF_i / SlE = MF_i \tag{6}$$

其中M = 2DL/(SlE),在一定的实验条件下,M是一个常量,做 $\bar{b}_i - F_i$ 关系图,其斜率为M。由图上得到M的数据后可由式(7)计算杨氏模量

$$E = 2DL/(SlM) \tag{7}$$

用最小二乘法对数据进行线性拟合,并附图,求出杨氏模量及其不确定度。

# 思考题

- 1. 预习思考题
- (1)什么是材料的杨氏模量,它和材料的长度、横截面积是否有关?

- (2)光杠杆放大原理是什么,它的放大倍数由那些量决定?
- 2. 实验过程思考题
- (1)实验过程中,如果从望远镜中看到的尺子不清晰是因为什么,如何调节才能使得尺子读数清晰?
- (2)实验过程中,当从望远镜看到尺子的初始值较大,调节什么仪器可以使得初始值较小,以免加砝码后读数溢出?
  - (3) 如何准确测量光杠杆的臂长?
  - 3. 实验报告思考题
- (1)利用光杠杆把测微小长度△L 变成测 b, 光杠杆的放大率为 2D/L, 根据此式能否以增加 D 减小*l*来提高放大率,这样做有无好处?有无限度?应怎样考虑这个问题?
  - (2)实验中,各个长度量用不同的仪器来测量是怎样考虑的,为什么?

### 参考资料

- [1] 吴泳华,霍剑青,浦其荣. 大学物理实验.北京:高等教育出版社, 2005.11,137-141
- [2] 张志东,魏怀鹏,展永. 大学物理实验(第四版),2011.8,北京:科学出版社,129-134
- [3]徐建强,徐荣历. 大学物理实验(第二版). 北京:科学教育出版社, 20014.1,220-225
  - [4]孙丽媛,祖新慧. 大学物理实验. 北京:清华大学出版社,2014.4,42-46
- [5] 江美福,方建性 大学物理实验教程. 北京:科学出版社,2009.08 104-106
- [6] 张海鲲, 邵明辉, 崔晓军. 大学物理实验. 北京: 高等教育出版社, 2015. 8, 153-157
  - [7]毛爱华,武娥. 大学物理实验. 北京:机械工业出版社,2015.1,53-56

#### 附件1

#### 激光杠杆及其放大作用

用激光器作光杠杆的方法有两种:

第一种方法:激光器出光口装有十字形光阑,将取代原来光杠杆的反射平面镜,置于杨氏模量的管制器上,调节十字光斑位置使其直接照射到标尺上,激光器随着管制器高度变化仰角发生变化,读取标尺上读数,直接利用光杠杆原理,其放大倍数为 D/b,这样通过改变 D 的大小而任意调节放大倍数,此实验装置简单,思路清晰,便于调节。

第二种方法:是用前端装有十字形光阑的激光器取代原实验装置上的望远镜, 将十字光斑经平面镜反射后照射到标尺上而读数。此方法原理清晰,实验装置简单,操作方便。

#### 参考资料

[1]胡成华,周平. 大学物理. Vol. 25No. 3. 2006. 03

#### 附件2

### 实验名称: 固体热膨胀系数的测量

# 待研究的问题

学会用光杠杆法测量微小长度的变化;

测定金属棒的线膨胀系数。

# 实验原理

不同的材料热胀冷缩的相对长度变化是不同的,物理上为了表证材料这种特性,定义物理量线膨胀系数  $\alpha$  来描述。

线膨胀是指固体材料在受热膨胀时,在一维方向上的伸长。在一定的温度范围内,固体受热后,其长度会增加。

设固体原长为 L,由初温  $t_1$ 加热升温至末温  $t_2$ ,物体伸长长度的变化为  $\Delta l$ ,则有

$$\Delta L = aL(t_1 - t_2) \tag{8}$$

上式表明,物体受热后其伸长量与温度的增加量成正比,和原长也成正比。 和物理本身的性质 $\alpha$ 有关, $\alpha$ 称为固体的线膨胀系数。

$$a = \Delta L / L(t_1 - t_2) \tag{9}$$

利用正文中光杠杆的实验原理,可以测量物理受热后伸长的微小量,从上式可得

$$a = bl/2DL(t_1 - t_2)$$
 (10)

### 参考资料

[1] 江美福,方建性 大学物理实验教程. 北京:科学出版社,2009.08 108-109

轩植华,梁燕